



2950

FLOWER MASKS Type II à élastiques Dispositif Médical de Classe I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Média haute filtration (polypropylène)
- 2 élastiques larges et confortables
- Non-tissé des biais en polypropylène très doux
- Pliage anatomique limitant les fuites au visage
- Barrette nasale anti-buée intégrée en polypropylène et métal
- Filtre sans fibre de verre
- Protège l'environnement contre les gouttelettes émises par le porteur.








USAGE RECOMMANDÉ

- Utilisation par le personnel médical.
- Les masques médicaux peuvent également être destinés à être portés par les patients et d'autres personnes pour réduire le risque de propagation des infections, notamment dans les situations d'épidémie ou de pandémie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : **Flower Masks - Type II à élastiques**
 Type de produit : À usage unique, non stérile
 Attaches : Élastiques
 Dimensions : 90 x 175 mm (± 5 mm)
 Poids unitaire : 2,8 g (± 10%)
 Conditionnement : Boîte distributrice de 60 unités
 Pays de fabrication : FRANCE ■ ■



Article	2950-DB	2950-LM	2950-LV	2950-PK	2950-TU
Couleur	Bleu foncé	Lime	Lavande	Rose	Turquoise
					

Données de Filtration et Confort - NF EN 14683:2019 + AC: 2019 Type II

Mesures réalisées par le laboratoire NELSON (rapport disponible sur demande)

Données	Niveau exigé	Nom du laboratoire	Numéro de rapport	Date du Rapport	Moyenne	Valeur minimale	Valeur maximale
EFFICACITE DE FILTRATION: BFE (%)	98	NELSON	961622-S01	10/05/2017	99,4	99,1	99,9
DELTA P (Pa/cm ²)	29,4	NELSON	961622-S01	10/05/2017	17,1	16,8	17,8

2950

FLOWER MASKS Type II à élastiques Dispositif Médical de Classe I

CERTIFICATION ET NORMES

Satisfait aux exigences du règlement (UE) 2017/745 concernant les dispositifs médicaux.
Conforme aux normes applicables EN 14683: 2019 + AC: 2019.
Site de fabrication: certification ISO 9001 et ISO 13485.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.
Durée de vie du produit : 5 ans

PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.
Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

Marquage sur packaging:



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques
carton



Caractéristiques
boîte distributrice

Article	Taille mm	Poids brut Kg	QTE/ palette	Taille mm	QTE
2950-DB 2950-LM 2950-LV 2950-PK 2950-TU	400 x 400 x 220	3,6	60 cartons (10 couches de 6 cartons)	211 x 97 x 97	16 boîtes distributrices de 60 pièces

Codes EAN

Article	Carton	Boîte distributrice
2950-DB	8 718 007 910 223	8 718 007 910 230
2950-LM	8 718 007 910 285	8 718 007 910 292
2950-LV	8 718 007 910 247	8 718 007 910 254
2950-PK	8 718 007 910 261	8 718 007 910 278
2950-TU	8 718 007 910 209	8 718 007 910 216



Medicom®

Medicom Healthcare BV
Parallelweg 80a | 3931 MT Woudenberg | The Netherlands
cs@medicom-eu.com | +31 332 866 460